

## Учебный микроскоп Leica DM750

Микроскоп **Leica DM750** специально разрабатывался как учебный микроскоп, для максимально удобной реализации учебного процесса. Например, был создан новый **объектив 100x с числовой апертурой 0.8**, не требующий применения иммерсионного масла.



Удобная ручка и специальное место для электрошнура облегчают перемещение микроскопа и его хранение. Светодиодный осветитель (LED) гарантирует 20 лет бесперебойной работы. **Leica DM 750** предназначена для комплектации классов в медицинских, биологических и ветеринарных институтах.

Микроскоп имеет вариант с фото/видеовыходом, что позволяет установить на него цифровой фотоаппарат или цифровую камеру либо использовать промежуточный модуль **ICC50** со встроенной CMOS-камерой с возможностью записи изображений на SD-камеру или передачи их по USB-кабелю а компьютер.



### Технические характеристики:

- Револьверное устройство для установки 4 или 5 объективов.
- Наклон бинокулярной/тринокулярной насадки экономичный 45° или эргономичный 30°.
- Наблюдательная насадка имеет потайные винты фиксации окуляров.
- Регулируемая полевая диафрагма (опция).



- Объективы серий **Plan** для работы с полем 18мм и **Hi Plan** для работы с полем 20мм.
- Регулировка межзрачкового расстояния 53-75мм.
- Поляризатор и анализатор для простой поляризации.
- Промежуточный модуль для увеличения высоты микроскопа на 35 мм.
- Турельный конденсор для реализации светлого/темного поля и фазового контраста.
- 4x позиционная вставка в конденсор для реализации светлого поля и фазового контраста на всех увеличениях.
- Автоматическое выключение освещения после 2х часов бездействия.
- Шаг точной фокусировки - 300 мкм за один оборот ручки.

ООО «Лабораторный Мир» специализируется на поставке микроскопов и комплектующих, систем документирования и анализа изображений, расходных материалов, обслуживании микроскопов и аппаратно-программных комплексов. **Мы всегда готовы помочь Вам!**